

Údržba a čistenie syntetickej kože

Čo je syntetická koža?

Syntetická koža je náhrada pravej kože, vyrábaná zo syntetických materiálov. Tvoria ju látkový podklad, väčšinou bavlnený úplet, na ktorý sa nanáša vrstva netoxického polyuretánu. Na prvý pohľad je syntetická koža na nerozoznanie od tej pravej, ich vlastnosti sa však v mnohom líšia.

K základným vlastnostiam syntetickej kože patrí jej čiastočná priedušnosť - ktorá ale nedosahuje parametre priedušnosti čalúnnych látok a má tendenciu zachytávať na svojom povrchu najmä ľudský pot, ktorý nie je vidieť, ale je pre syntetickú kožu najväčším potenciálnym nebezpečenstvom!!!

Syntetická koža má solídnu pevnosť aj odolnosť proti oderu a na rozdiel od prírodnej kože môže mať tiež prakticky akúkoľvek farbu. Dá sa prešit aj na bežnom šijacom stroji a je vhodná všade tam, kde prebývajú ľudia postihnutí alergiami. Nevýhodou má v tom, že kvôli svojej priepustnosti je náchylnejší na styk s tekutinami, ktoré môžu spôsobiť nezvratné škody.

Životnosť polstrovaného čalúnenia syntetickou kožou môžeme predĺžiť tým, že sa o ňu budeme riadne a pravidelne starať. Prvou zásadou je, nevystavovať jej dlhodobo priamemu slnečnému UV žiareniu a teplotám nad 25 stupňov Celzia.

NIKDY nepoužívajte žiadne chemické prostriedky a impregnačné prípravky určené na pravú kožu! Na prvý pohľad nie je rozdiel medzi kožou a jej syntetickou náhradou viditeľný

UPOZORNENIE: V žiadnom prípade neutierajte syntetickú kožu vlhčenými obrúskami - prevažná väčšina obrúskov je napustená chémiou - najmä výťažkom Aloe Vera a éterických olejov, ktoré majú za úlohu zvláčniť ľudskú pokožku. . . syntetickú kožu za pár mesiacov celkom určite totálne a nenávratne poškodí!

Čistenie syntetickej kože

Základné pravidlo byť pri čistení úspešný je zasiahnuť včas – čo najskôr po zistení akútneho znečistenia.

Ak potrebujeme vyčistiť menšie škvrny, postačí už spomínaný slabší roztok mydla alebo pracieho prášku, v žiadnom prípade ale neberte do ruky reznú kefu, pretože by ste si mohli do čalúnenia vydrieť nepeknú dieru. Pokiaľ siahnete po nejakom čističi na syntetickú kožu, prečítajte si najskôr pozorne návod na jeho použitie a pre istotu ho najskôr vyskúšajte na mieste, ktoré nie je na prvý pohľad vidieť. Na bežnú údržbu postačí handrička navlhčená v slabom roztoku mydla alebo tekutého pracieho prášku s neutrálnym pH.

Exponované miesta odporúčame minimálne raz za 1-2 mesiace odmastiť technickým benzínom. Nemajte obavy, že si tým môžete poškodiť potah alebo že bude zapáchať od benzínu. Vo vetranej miestnosti zápach do 5tich minút vyvanie a benzín sa z povrchu na 100% odparí bez zápachu.

Certifikovaný čistiaci a dezinfekčný prípravok na syntetickú kožu môžete zakúpiť na e-shope: <https://www.bonpilates.eu/pilates-prislusenstvi/limpiador-bioking/>



Reconocido como protección
eficaz contra Covid-19
Elimina esporas del virus Covid-19



Bioking® ha sido certificado por el
Ministerio de Sanidad con el registro

20-20/40-10573

salud pública

Se reconoce como una eficaz
protección contra el COVID-19

Limpiador

**Desinfectante, desengrasante, desincrustante,
desoxidante, y virucida de uso profesional y doméstico.
Ideal para eliminar grasas, óxidos, mohos, tintas, graffitis
y cualquier tipo de mancha**

Memoria de calidad **SPORT**

**SALUD PÚBLICA
Y MEDIOAMBIENTE**

Desinfectante líquido de amplio espectro, INCLUIDO en el LISTADO DE VIRICIDAS AUTORIZADOS del Ministerio de Sanidad, formulado con sales de amonio cuaternario.

Gracias a su poder biocida frente a bacterias, hongos, levaduras y virus, es muy efectivo en la desinfección en el ámbito público y privado, allí donde se requiere una elevada calidad higiénica (encimeras, utensilios y bandejas de cocina, electrodomésticos, cubos de basura, superficies en aseos y baños, mobiliario, textiles, zapatos, alfombrillas, etc.).

No mancha la ropa ni daña las superficies habituales, pero se deberá probar previamente su compatibilidad sobre la superficie a desinfectar aplicándolo en zonas no visibles.

Cumple la Norma UNE-EN 13697 para Antisépticos y Desinfectantes, en condiciones limpias, al 2% frente a *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Salmonella typhimurium*, *Listeria monocytogenes* y *Pseudomonas aeruginosa*, y la norma NF-EN 14476, en condiciones limpias, a una concentración de 50%, temperatura 20°C y 5 min de contacto frente a Adenovirus y Norovirus murino, por lo que también se le considera efectivo frente a Rotavirus y a los virus con envoltura citados en dicha norma (Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, Sarampión, Rubéola, etc.), mucho menos resistentes, a concentraciones más diluidas. Apto para desinfección de superficies próximas a pacientes.

Sustancias activas:

Cloruro de dimetildidecilamonio (4,5%) y Excipientes (csp 100%)

Precauciones y manipulación

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Llevar guantes y gafas de protección. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

cloruro de didecildimetilamonio.

Mantener el producto en el envase original y no reutilizarlo. Ventílese adecuadamente tras la realización del tratamiento de desinfección. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.).

No tirar en suelos no pavimentados o en cursos de agua.

Residuos: Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

Modo de empleo:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Desinfección de superficies con pulverizador de gatillo (a 20 cm de distancia), inmersión, bayeta o fregona con el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto.

Dejar actuar las soluciones del producto en contacto con las superficies al menos 5 min. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. Aplicar en ausencia de alimentos, personas o animales. Evitar el contacto con superficies tratadas o expuestas. Se deberán aclarar con agua de consumo las superficies tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto con las personas o alimentos. No mezclar con otros productos químicos.

BIOKING SPORT

Indicado especialmente para gimnasios, salas de Fitness y salas de Pilates. Para una desinfección perfecta de máquinas y de superficies a tratar, con unas cualidades únicas.



1L

5L

Bioking® ha sido autorizado por la D.G.S.P. para uso ambiental y salud pública con el número de registro 20-20/40-10573

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica son a título orientativo. Existe a disposición del cliente la correspondiente ficha de seguridad.

EN CASO DE ACCIDENTE,
CONSULTAR AL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
+34 915 620 420

Fabricado en España por:
E-BIOKING SOLUTIONS, S.L.
Nº R.S.: R.D. 770/1999



R/ Anduriña, 12 y 23 Bajo.
36205 Vigo (Pontevedra) ESPAÑA
Tel. +34 886 169 548 - Móvil +34 692 537 518
labo@biokingsolutions.com

www.biokingsolutions.com